


Anti-Stat5A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P42229

품목 번호: CM0026228



소개

이 STAT5A 토끼 폴리클론 항체는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 STAT5A와 반응합니다. 수유 및 암에서의 신호 전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	STAT5A Rabbit pAb
비고/별칭	MGF; STAT5; STAT5A
종	인간
GeneID (Human)	6776
GeneID	6776
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P42229
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스 배그