


Anti-Stat5B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P51692

품목 번호: CM0016256



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC 및 ELISA용 STAT5B 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 마샘 표본에 적합합니다. 사이토카인 신호 전달에 관여하는 신호 전달자 및 전사 활성화 인자 5B (90 kDa)를 검출합니다. - P51692

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAT5B Rabbit pAb
비고/별칭	STAT5; GHISID2; STAT5B
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	6777
유전자 ID	6777
항원(Immunogen)	사람 STAT5B (NP_003143.2)의 아미노산 594-794에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P51692
단백질 분자량	90kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)