

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Stat6 Rabbit Monoclonal Antibody - P42226

품목 번호: CM0002234



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-STAT6 토끼 단일클론 항체. 인간 및 마우스 STAT6를 검출하며, 이는 IL-4/IL-3 신호전달에서 핵심 전사인자로, 사이토카인 경로 연구 및 진단 개발을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAT6 Rabbit mAb
비고/별칭	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
종	인간
GeneID (인간)	6778
GeneID	6778
면역원	합성 펩타이드 인간 STAT6 (P42226-1)의 아미노산 747-847에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P42226
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스백