

## Wb, Elisa용 Anti-Stat6 토끼 다클론 항체 - P42226

품목 번호: CM0019350



### 소개

사람 STAT6에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. IL-4/IL-3 신호전달, 전사 조절 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | STAT6 토끼 pAb                                                     |
| 비고/별칭       | STAT6; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6B; STAT6C; 신호 전달자 및 전사 활성화 인자 6 |
| 종           | 사람                                                               |
| 유전자 ID (사람) | 6778                                                             |
| 유전자 ID      | 6778                                                             |
| 면역원         | 합성 펩타이드 사람 STAT6(NP_003144.3)의 아미노산 748-847 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드   |
| 공급원         | 토끼                                                               |
| 분류          | 다클론 항체                                                           |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성      | 사람                                                               |
| SWISS       | P42226                                                           |
| 단백질 분자량     | 74kDa/81kDa/94kDa                                                |
| 배송          | 아이스팩                                                             |