

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Stat6 토끼 다클론 항체 - P42226

품목 번호: CM0015383



소개

STAT6을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. IL-4/STAT6 신호전달 및 전사 조절 연구를 위해 인간, 마우스 및 랫드 STAT6을 검출합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	STAT6 토끼 pAb
비고/별칭	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
종	인간
GeneID (인간)	6778
GeneID	6778
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P42226
단백질 중량	94kDa
배송	아이스팩