

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Stathmin 1 단클론 항체 - P16949

품목 번호: CM0011585

소개

인간 Stathmin 1(OP18, pp17)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 사용 가능합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미세소관 역학, 백혈병 및 신경발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Stathmin 1 토끼 mAb
비고/별칭	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; Clorf215; Stathmin 1
종	인간
유전자ID (인간)	3925
유전자ID	3925
면역원	합성 펩티드 인간 Stathmin 1(P16949)의 아미노산 70-149 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16949
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스백