

Wb 및 Elisa용 Anti-Stathmin 1 토끼 다클로날 항체 - P16949

품목 번호: CM0015757

소개

인간 Stathmin 1에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 미세소관 역학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Stathmin 1 Rabbit pAb
비고/별칭	Lag, SMN, OP18, PP17, PP19, PR22, LAP18, Clorf215, Stathmin 1
종	인간(Human)
유전자 ID	3925
면역원	인간 Stathmin 1 (NP_981944.1)의 아미노산 1-149에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P16949
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)