

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Stau2 폴리클로날 항체 - Q9Nul3

품목 번호: CM0029605

소개

인간 STAU2를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 수상돌기로의 mRNA 운반에 관여하는 이중 가닥 RNA 결합 단백질입니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAU2 Rabbit pAb
비고/별칭	39K2; 39K3; STAU2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	27067
면역원	인간 STAU2 (NP_001157852.1)의 아미노산 300-400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NUL3
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)