

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Staufen 폴리클로날 항체 - O95793

품목 번호: CM0026519



소개

인간 Staufen (STAU1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. mRNA 국소화 및 바이러스 입자 생성에 관여하는 이중 가닥 RNA 결합 단백질을 표적합니다. 유전자 발현 및 숙주-바이러스 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Staufen Rabbit pAb
비고/별칭	STAU; PPP1R150; Staufen
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6780
GeneID	6780
면역원	재조합 단백질 인간 Staufen (NP_059347.2)의 아미노산 426-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O95793
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)