

Anti-Stc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P52823

품목 번호: CM0022828

소개

인간 STC1(Stanniocalcin-1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 신장 인산염 조절 및 고칼슘혈증 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STC1 Rabbit pAb
비고/별칭	STC; STC1
종	인간
유전자 ID (인간)	6781
유전자 ID	6781
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P52823
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백