

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Stc1 토끼 다클로날 항체 - P52823

품목 번호: CM0026939

소개

사람 STC1 (Stanniocalcin-1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 신장 인산 재흡수 및 호르몬 신호 전달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STC1 Rabbit pAb
비고/별칭	STC; STCI
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	6781
GeneID	6781
항원(Immunogen)	사람 STC1 (NP_003146.1)의 아미노산 18-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P52823
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)