

Wb, Elisa용 Anti-Steap1 토끼 다클로날 항체 - Q9Uhe8

품목 번호: CM0021399



소개

STEAP1(전립육상피 6막통과 항원 1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 사람, 마우스, 랫트와 반응합니다. 전립선 종양 및 철 대사 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STEAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	STEAP; PRSS24; STEAP1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	26872
GeneID	26872
면역원(Immunogen)	사람 STEAP1 (NP_036581.1)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UHE8
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스백