

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Stim1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q13586

품목 번호: CM0005439



소개

WB, IHC-P, IP 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 재조합 anti-STIM1 토끼 단일클론 항체. 저장소 작동 칼슘 유입에 중요한 칼슘 센서인 인간 STIM1을 검출합니다. 칼슘 신호 전달 및 이온 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STIM1 Rabbit mAb
비고/별칭	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
종	인간
GeneID (인간)	6786
GeneID	6786
면역원	인간 STIM1의 아미노산 530-685 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_003147.2)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13586
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스팩