

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항Stim1 토끼 다클론 항체 - Q13586

품목 번호: CM0031049



소개

인간 STIM1(SWISS Q13586)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. Ca²⁺ 신호전달 및 저장 조작 칼슘 유입(SOCE) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STIM1 토끼 pAb
비고/별칭	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
종	인간
GeneID (인간)	6786
GeneID	6786
면역원	인간 STIM1 (NP_003147.2)의 아미노산 530-685에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q13586
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스 팩