

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Stim1 토끼 다클론 항체 - Q13586

품목 번호: CM0022972



소개

인간 STIM1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 생쥐 및 랫드와 반응합니다. 저장소 작동형 Ca²⁺ 유입 및 칼슘 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STIM1 토끼 pAb
비고/별칭	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; DIIS4896E; STIM1
종	인간
GeneID (인간)	6786
GeneID	6786
면역원	인간 STIM1의 아미노산 451-685에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003147.2)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	Q13586
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스팩