

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Stim1 Rabbit Polymab® - Q13586

품목 번호: CM0006300



소개

웨스턴 블롯(Western Blot), IHC-P, IP 및 ELISA용 인간 STIM1 (aa 530-685)를 타겟팅하는 재조합 토끼 단일클론 항체. Store-operated calcium entry를 연구하는 연구자를 위해 설계되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	STIM1 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6786
GeneID	6786
면역원(Immunogen)	인간 STIM1 (NP_003147.2)의 아미노산 530-685에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13586
단백질 크기(Protein Weight)	77kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)