


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Stim2 토끼 다클론 항체 - Q9P246

품목 번호: CM0019875



소개

Western blot, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 STIM2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 STIM2와 반응하며, 면역원은 아미노산 60-180에 해당합니다. 저장고 작동성 칼슘 유입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STIM2 토끼 pAb
비고/별칭	STIM2
종	인간
유전자 ID	57620
면역원	인간 STIM2(NP_001162588)의 아미노산 60-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9P246
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스팩