

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sting/Tmem173 단일클론 항체 - Q86Wv6

품목 번호: CM0005764



소개

인간 STING/TMEM173에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트에서 검출. 선천성 면역 및 자가포식 연구에 이상적. 분자량 42 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STING/TMEM173 토끼 mAb
비고/별칭	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
종	인간
GeneID (인간)	340061
GeneID	340061
면역원	제조합 인간 STING/TMEM173 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86WV6
단백질 무게	42kDa
배송	아이스백