

Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sting/Tmem173 단일클론 항체 - Q86Wv6

품목 번호: CM0003714



소개

웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA용 인간 STING/TMEM173 (ERIS, MITA) 표적 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 STING 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STING/TMEM173 Rabbit mAb
비고/별칭	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	340061
유전자 ID	340061
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 STING/TMEM173 (NP_938023.1)의 아미노산 150-379에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q86WV6
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백