

항-Sting/Tmem173 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q3Tbt3

품목 번호: CM0021406



소개

생쥐 STING/TMEM173에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐 타겟을 검출합니다. 선천성 면역 신호 전달, cGAS-STING 경로, 자가포식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STING/TMEM173 토끼 pAb
비고/별칭	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307008Rik
종	생쥐
유전자ID (사람)	340061
유전자ID	72512
면역원	생쥐 STING (NP_938023.1)의 아미노산 280-371에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q3TBT3
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스팩