

Anti-Sting/Tmem173 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q86Wv6

품목 번호: CM0030760



소개

인간 STING/TMEM173에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 STING을 검출하며 선천성 면역 및 자가포식 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	STING/TMEM173 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
종	인간
유전자ID (인간)	340061
유전자ID	340061
면역원	인간 STING/TMEM173 (NP_938023.1)의 아미노산 254-379번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86WV6
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩