

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Stip1 폴리클로날 항체 - P31948

품목 번호: CM0012993



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA용으로 검증된 STIP1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트, 원숭이와 반응합니다. Stress-induced phosphoprotein 1 코-촉진제(co-chaperone) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STIP1 Rabbit pAb
비고/별칭	HOP; P60; STI1; STIIL; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	10963
GeneID	10963
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat, Monkey
SWISS	P31948
단백질 분자량	63kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)