

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Stip1 토끼 단클론 항체 - P31948

품목 번호: CM0003198



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 인간 STIP1(Hop)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 STIP1을 검출합니다; 면역원: 인간 STIP1의 아미노산 2-98번 서열입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STIP1 토끼 mAb
비고/별칭	HOP; P60; STI1; STIL1; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
종	인간
유전자 ID (인간)	10963
유전자 ID	10963
면역원	인간 STIP1 (P31948)의 아미노산 2-98번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31948
단백질 분자량	63kDa
배송 방법	아이스백