


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Stk19 폴리클로날 항체 - P49842

품목 번호: CM0016473



소개

STK19/WHR1에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사-결합 DNA 복구의 핵심 인자인 인간, 마우스 및 랫트 STK19를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STK19 Rabbit pAb
비고/별칭	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	8859
GeneID	8859
면역원	인간 STK19 (NP_004188.1)의 아미노산 75-364에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P49842
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백