


Anti-Stk19 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P49842

품목 번호: CM0027611



소개

STK19 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트에서 WB, ELISA에 대해 검증되었습니다. 41kDa STK19/WHR1 winged helix repair factor를 검출합니다. 전사-연관 수복 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STK19 Rabbit pAb
비고/별칭	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
종	인간
GeneID	8859
면역원	인간 STK19 (NP_004188.1)의 아미노산 75-364에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49842
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백