


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Stk24 다클론 항체 - Q9Y6E0

품목 번호: CM0016873



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 인간 STK24(MST3) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포자멸사 및 세포 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STK24 토끼 pAb
비고/별칭	MST3; STK3; MST3B; STE20; HEL-S-95; STK24
종	인간
GeneID(인간)	8428
GeneID	8428
면역원	인간 STK24(NP_001027467.2)의 아미노산 312-431에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y6E0
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩