

Anti-Stk26 (Mst4) 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9P289

품목 번호: CM0023197



소개

인간 STK26 (MST4/MASK)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 세포자멸사, 자가포식 및 세포이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STK26 Rabbit pAb
비고/별칭	MASK; MST4; STK26
종	인간
GeneID (인간)	51765
GeneID	51765
면역원	인간 STK26 (NP_057626.2)의 아미노산 340-416에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P289
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩