

Wb, Elisa용 Anti-Stk31 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Bxu1

품목 번호: CM0018680

소개

WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 Anti-STK31 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간 STK31 (Serine/threonine-protein kinase 31)을 인식하며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 고환 특이적 키나제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STK31 Rabbit pAb
비고/별칭	TDRD8; SGK396; STK31
종	인간(Human)
GeneID (인간)	56164
GeneID	56164
면역원(Immunogen)	인간 STK31 (NP_113602.2)의 아미노산 890-1019에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BXU1
단백질 분자량	116kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)