

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Stk33 토끼 단클론 항체 - Q9Byt3

품목 번호: CM0002089



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 토끼 단클론 STK33 항체입니다. 정자 세포 분화와 수컷 생식력에 필요한 세린/트레오닌 키나아제인 인간, 생쥐 STK33(~58 kDa)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STK33 토끼 mAb
비고/별칭	STK33
종	인간
유전자ID (인간)	65975
유전자ID	65975
면역원	인간 STK33 (Q9BYT3)의 아미노산 399-514에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9BYT3
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스 팩