

Wb, Elisa용 항-Stk36 토끼 다클론 항체 - Q9Nrp7

품목 번호: CM0017013

소개

인간 STK36(Fused 상동체)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 스무든 경로, GLI 전사인자 조절 및 섬모 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STK36 토끼 pAb
비고/별칭	FU, CILD46, STK36
종	인간
GeneID (인간)	27148
GeneID	27148
면역원	인간 STK36 (NP_056505.2)의 아미노산 250-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NRP7
단백질 분자량	144kDa
배송	아이스백