


Wb, If/Icc, Elisa용 항Stk38 다클론 항체 - Q15208

품목 번호: CM0029043



소개

STK38(NDR1)에 대한 토끼 다클론 항체로, 사람, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA 검증이 완료되었습니다. MAPK 신호전달 및 DNA 손상 반응에 관여하는 키나아제를 표적으로 합니다. 세포 신호전달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STK38 토끼 pAb
비고/별칭	NDR; NDR1; STK38
종	사람
유전자 ID	11329
면역원	사람 STK38(NP_009202.1)의 아미노산 366-465 영역 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q15208
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스백