

Anti-Stk39 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Uew8

품목 번호: CM0006546



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 STK39 Rabbit mAb (Q9UEW8). 이온 수송 및 혈압 조절을 담당하는 WNK-SPAK/OSR1 캐스케이드 구성 요소인 인간, 마우스, 랫트 STK39 키나아제에 대한 높은 특이성을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STK39 Rabbit mAb
비고/별칭	DCHT; PASK; SPAK; Ste 20 related kinase; STK39
종(Species)	Human
GeneID (Human)	27347
GeneID	27347
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 STK39 (Q9UEW8)의 아미노산 401-545에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UEW8
단백질 분자량(Protein Weight)	59kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)