

Wb 및 Elisa용 Anti-Stk39 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Uew8

품목 번호: CM0026944



소개

인간 STK39 키나제에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 이온 수송 및 혈압 조절에서 WNK-SPAK/OSR1 키나제 캐스케이드 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	STK39 Rabbit pAb
비고/별칭	DCHT; PASK; SPAK; STK39
종	인간
GeneID (인간)	27347
GeneID	27347
면역원	인간 STK39 (Q9UEW8)의 아미노산 500-600에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UEW8
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백