

Wb 및 Elisa용 항Stk3/Mst2 (인산화 T117) 다클론 항체 - Q13188

품목 번호: CM0001399



소개

Thr117에서 인산화된 STK3/MST2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 STK3/MST2를 검출합니다. 세포자멸사 및 힙포 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-STK3/MST2-T117 토끼 pAb
비고/별칭	KRS1; MST2; Phospho-STK3/MST2-T117
종	인간
유전자 ID (인간)	6788
유전자 ID	6788
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13188
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백