

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Stk3/Mst2 폴리클론항체 - Q13188

품목 번호: CM0028448



소개

인간 STK3/MST2를 표적하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. Hippo 신호전달 경로, 세포자멸사, 중심체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STK3/MST2 토끼 pAb
비고/별칭	KRS1; MST2; STK3/MST2
종	인간
GeneID (인간)	6788
GeneID	6788
면역원	인간 STK3/MST2 (NP_006272.2)의 아미노산 323-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13188
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백