

Wb, Elisa용 Anti-Stmn2 토끼 다클로날 항체 - Q93045

품목 번호: CM0030443

소개

STMN2 (Stathmin-2/SCG10)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트에 대한 교차 반응성을 확인하였으며 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 미세소관 역학 및 신경 세포 발달에 관한 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	STMN2 Rabbit pAb
비고/별칭	SCG10; SCGN10; STMN2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	11075
GeneID	11075
면역원(Immunogen)	사람 STMN2 (NP_008960.2)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q93045
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스백