


Anti-Strada Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q7Rtn6

품목 번호: CM0023095



소개

인간 STRADA (STE20 관련 키나제 어댑터 단백질 알파)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 교차 반응성을 보입니다. LKB1/STK11 활성화 및 세포 주기 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STRADA Rabbit pAb
비고/별칭	LYK5; PMSE; Stlk; STRAD; NY-BR-96; STRAD alpha; STRADA
종	인간
유전자 ID (인간)	92335
면역원	인간 STRADA (NP_699166.2)의 아미노산 25-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q7RTN6
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백