


Wb, Elisa용 Anti-Strada 토끼 다클로날 항체 - Q7Rtn6

품목 번호: CM0023259



소개

인간 STRADA (STE20-related kinase adapter protein alpha)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 STRADA를 검출하며, 예상 분자량은 약 48 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] STRADA Rabbit pAb
비고/별칭	LYK5; PMSE; Stlk; STRAD; NY-BR-96; STRAD alpha; DA
종	인간(Human)
GeneID (인간)	92335
GeneID	92335
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q7RTN6
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 백(Ice bag)