

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Strap 폴리클로널 항체 - Q9Y3F4

품목 번호: CM0025237

소개

사람 STRAP 단백질에 대한 고품질 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플의 내인성 STRAP을 검출합니다. 스플라이스솜 및 TGF-베타 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STRAP Rabbit pAb
비고/별칭	MAWD; PT-WD; UNRIP; STRAP
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	11171
GeneID	11171
면역원	사람 STRAP (NP_009109.3)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9Y3F4
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)