

Wb용 Anti-Strap Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y3F4

품목 번호: CM0023283

소개

인간 STRAP (MAWD/UNRIP)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 녹아웃 검증되었으며, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 사용 가능합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 38 kDa 밴드를 검출합니다. snRNP 조립 및 TGF-beta 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	[KO 검증] STRAP Rabbit pAb
비고/별칭	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
종	인간
GeneID (인간)	11171
GeneID	11171
면역원	재조합 단백질; 인간 STRAP (NP_009109.3)의 아미노산 1-350 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y3F4
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백