


## Wb 및 Elisa용 Anti-Strbp 다클론 항체 - Q96Si9

품목 번호: CM0014040



### 소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 Anti-STRBP 토끼 다클론 항체입니다. 인간 정자세포 주위 RNA 결합 단백질을 표적으로 하며, 정자 형성 및 RNA 결합에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | STRBP 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | p74; SPNR; ILF3L; HEL162; STRBP                               |
| 종           | 인간                                                            |
| GeneID (인간) | 55342                                                         |
| GeneID      | 55342                                                         |
| 면역원         | 인간 STRBP의 아미노산 40-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_060857.2). |
| 기원          | 토끼                                                            |
| 분류          | 다클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간                                                            |
| SWISS       | Q96SI9                                                        |
| 단백질 중량      | 74kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |