

Anti-Strn Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - O43815

품목 번호: CM0029025

소개

인간 STRN에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응함. 세포 성장 및 분화에서 STRIPAK 복합체 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	STRN Rabbit pAb
비고/별칭	SG2NA; STRN1; PPP2R6A; STRN
종	인간
GeneID (인간)	6801
GeneID	6801
면역원	인간 STRN (NP_003153.2)의 아미노산 581-780 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43815
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백