


Anti-Strn3 폴리클로날 항체 (Wb용) - Q13033

품목 번호: CM0028802



소개

인간 STRN3(SG2NA)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. STRIPAK 복합체 및 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STRN3 토끼 pAb
비고/별칭	SG2NA; S/G2NA; PPP2R6B; STRN3
종	인간
GeneID	29966
면역원	인간 STRN3의 아미노산 200-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001077362.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13033
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백