

Wb, Elisa용 Anti-Stt3B 토끼 다클로날 항체 - Q8Tcj2

품목 번호: CM0013725



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된, OST 복합체의 촉매 소단위인 인간 STT3B를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 STT3B(94 kDa)를 검출합니다. N-글리코실화 및 ERAD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STT3B Rabbit pAb
비고/별칭	SIMP; CDG1X; STT3-B; STT3B
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	201595
유전자 ID	201595
면역원	재조합 단백질: 인간 STT3B (NP_849193.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q8TCJ2
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)