


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Stub1 토끼 다클론 항체 - Q9Une7

품목 번호: CM0014938



소개

CamelBio의 STUB1 토끼 다클론 항체는 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, IP 및 ELISA로 검증되었습니다. 단백질 품질 관리 및 미토콘드리아 항상성에 관여하는 E3 유비퀴틴 리가아제 CHIP을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STUB1 토끼 pAb
비고/별칭	CHIP; SCA48; UBOX1; SCAR16; HSPABP2; NY-CO-7; SDCCAG7; STUB1
종	인간
GeneID (인간)	10273
GeneID	10273
면역원	재조합 단백질; 인간 STUB1 (NP_005852.2)의 아미노산 1-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UNE7
단백질 분자량	35kDa
배송 방법	아이스 팩