

Anti-Stx12 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q86Y82

품목 번호: CM0028148



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-STX12 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)과 반응합니다. 엔도사이틱 재활용 및 AMPAR 트래피킹에 관여하는 선택신-12(syntaxin-12)를 표적합니다. 신경과학 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STX12 Rabbit pAb
비고/별칭	STX13; STX14; STX12
종	인간(Human)
GeneID (Human)	23673
GeneID	23673
면역원	재조합 단백질 인간 STX12 (NP_803173.1)의 아미노산 1-276에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	Q86Y82
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백