

Anti-Stx17 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P56962

품목 번호: CM0021762



소개

Western blot, immunofluorescence 및 ELISA 용으로 검증된 STX17 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플의 내인성 STX17을 검출하며, 오토파지 및 막 트래피킹 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	STX17 Rabbit pAb
비고/별칭	STX17
종(Species)	사람(Human)
Gene ID (사람)	55014
Gene ID	55014
항원(Immunogen)	사람 STX17 (NP_060389.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P56962
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)