

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Stx1A 폴리클로날 항체 - Q16623

품목 번호: CM0029231

소개

인간 STX1A (Syntaxin-1A, HPC-1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. SNARE 매개 세포외분비 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STX1A Rabbit pAb
비고/별칭	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6804
GeneID	6804
항원	인간 STX1A (NP_004594.1)의 아미노산 1-288에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q16623
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)