

Anti-Stx2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P32856

품목 번호: CM0018317

소개

STX2 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, ELISA 적용 분야에서 검증되었으며, Human, Mouse, Rat에 대한 교차 반응성을 보입니다. 상피 형태형성 및 세포외배출 연구에 이상적입니다. UniProt P32856.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명            | STX2 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭          | EPM; EPIM; STX2A; STX2B; STX2C; STX2                        |
| 종              | Human                                                       |
| 유전자 ID (Human) | 2054                                                        |
| 유전자 ID         | 2054                                                        |
| 면역원            | 인간 STX2 (NP_001971.2)의 아미노산 1-264에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                          |
| 범주             | 폴리클로날 항체                                                    |
| 적용 분야          | WB, ELISA                                                   |
| 교차 반응성         | Human, Mouse, Rat                                           |
| SWISS          | P32856                                                      |
| 단백질 무게         | 33kDa                                                       |
| 배송             | 아이스팩                                                        |