


Wb, Elisa용 Anti-Stx6 토끼 다클론 항체 - O43752

품목 번호: CM0022227



소개

인간 Syntaxin-6(STX6)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 용도에 대해 검증되었습니다. 마우스와의 교차 반응성을 나타냅니다. 골지체, 엔도솜 수송 및 막 융합 메커니즘 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STX6 토끼 pAb
비고/별칭	STX6
종	인간
GeneID (인간)	10228
GeneID	10228
면역원	인간 STX6(NP_005810.1)의 아미노산 1-234에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43752
단백질 중량	29kDa
배송	아이스팩